

Zirkonzahn® Barvení Prettau zirkonu: Řezáky


Namočte speciální štětec
do barvicí tekutiny.

**DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ**

speciální štětec bez
kovového držáku




KROK 1



KROK 2

7 - 9x



KROK 3

5 - 7x



Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 4

2 - 3x



**POZOR
výměna barvy**



Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 5

1 - 2x



Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 6

1x



Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 7

1x



KROK 8



Před použitím jiné barvy, štětec umyjte a vysušte (v ubrousku)

7 - 9x



KROK 9



5 - 7x



POZOR
výměna barvy



Před použitím jiné barvy, štětec umyjte a vysušte (v ubrousku)

1 - 2x



KROK 11



Před použitím jiné barvy, štětec umyjte a vysušte (v ubrousku)

1x



nebo



KROK 12



Před použitím jiné barvy, štětec umyjte a vysušte (v ubrousku)

2 -3x



KROK 13

Sušení



KROK 14

Sintrování

Zirkonzahn® Barvení Prettau zirkonu: Moláry

Namočte speciální štětec
do barvicí tekutiny.

**DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ**



speciální štětec bez
kovového držáku



KROK 1



KROK 2



7 - 9x

KROK 3



5 - 7x

KROK 4



**POZOR
výměna barvy**



2 - 3x

Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 5



nebo



1 - 2x

Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 6



2 - 3x

Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)

KROK 7

1x



KROK 8



Před použitím jiné
barvy, štětec umyjte a
vysušte (v ubrousku)



1 - 2x

KROK 9



Sušení

KROK 10



Sintrování